

Dok.-Nr.: 1011395
Version: 2
Ablaufdatum: 16.10.2026
Freigabedatum: 16.10.2024

Information

Katheterspitzen

Institut für Mikrobiologie und Krankenhaushygiene

Titel	Katheterspitzen
--------------	------------------------

Indikationen

- Verdacht auf Katheter-assoziierte Infektionen

Vorgehensweise

- Insertionsstelle desinfizieren, Katheter ziehen, Spitze (ca. 4-6 cm) abschneiden und in ein Transportgefäß (ohne Zusatz von Nährmedien) geben.
- Gefäß mit entsprechendem Barcodeaufkleber versehen und bis zum Transport ins Labor bei 4°C lagern.

Autor:	Scheiner, Maria
Verantwortlich:	Peltroche, Juretzek QMB, Scheiner, Maria, Krause, Sandra, Juretzek Admin
Freigabe durch:	Peltroche, Juretzek QMB
Hinweis:	GMP-Dokument gültig 14 Tage nach Freigabedatum. Ausdrücke auf weißem Papier sind unkontrollierte Kopien. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version im Curator übereinstimmt.